

RoomMate

Underlag för inställning och bedömning av larmbehov

Observera att rumsmarkeringar ska vara korrekt ritade för att aktiverade larm ska genereras.

Namn:

Datum:

Avdelning:

Lägenhet:

Larm som inte kräver rumsmarkering

Fall



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod
- Från:
- Till:

Känslighet

- ☐ 1 (låg)
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4 (hög)

Aktivitet i rummet



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod
- Från:
- Till:

Karantäntid i minuter:

Högt ljud



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod
- Från:
- Till:

Ljudvolym (nivå 1 är mest känslig):

- ☐ 1 (låg)
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6 (hög)

Varaktighet i sekunder:

- ☐ 0.8 s
- ☐ 1 s
- ☐ 1.2 s
- ☐ 1.5 s
- ☐ 2 s

Karantäntid i minuter:

- ☐ 1 min ☐ 2 min
- ☐ 5 min ☐ 10 min
- ☐ 15 min ☐ 30 min

Karantäntid: En justerbar tidsperiod som förhindrar att upprepade varningar/larm av samma typ genereras. Vid inställd karantäntid, skickas en varning eller ett larm omedelbart när en händelse inträffar, men ytterligare larm av samma typ blockeras tills den förinställda tidsperioden passerat.

Fördröjningstid: En justerbar tidsinställning som avgör hur lång tid det tar, från det att sensorn detekterar avvikelserna tills det att varningen/larmet skickas till larmtelefonen.

Lämnat stolen



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

För länge borta



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

Fördröjning i minuter:

Sänglarm

Rest sig upp i sängen



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

Höjdtröskel i cm:

Karantäntid minuter:

- ☐ 1 min
- ☐ 2 min
- ☐ 5 min
- ☐ 10 min
- ☐ 15 min
- ☐ 30 min

Lämnat sängen



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

Fördröjning i minuter:

Brist på rörelse i sängen



- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

Tid utan rörelse i minuter:

Känslighet

- ☐ Låg (tillåter mer rörelse)
- ☐ Medium
- ☐ Hög

Dörrlarm**Gått in i rummet**

- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

Fördröjning i minuter:**Lämnat rummet**

- ☐ Aktivera varning
- ☐ Välj en tidsperiod

Från:

Till:

Fördröjning i minuter:Andra funktioner i RoomMate**Digital tillsyn**

Aktivera tidsfönster
för när digital tillsyn
är tillgänglig:

- ☐ KL. Från - Till.....
- ☐ KL. Från - Till.....
- ☐ KL. Från - Till.....

- ☐ Aktivera tillgänglighet
dygnet runt

- ☐ Anonymiserad bild
- ☐ Detaljerad bild

**Auditiv tillsyn
(Lyssna in i rummet)**

- ☐ Aktivera tillgänglighet
dygnet runt
- ☐ Anonymiserat ljud
- ☐ Detaljerat ljud

Tvåvägstal

- ☐ Aktivera tillgänglighet
dygnet runt