

Namn: _____ Avdelning: _____ Lägenhet: _____

RoomMate-larm



Aktivitet i rummet

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Karantänstid: _____
(Min: 1 Max 740 min)



Brist på rörelse i sängen

Kräver sängmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 60 max: 740 min)

Känslighet: _____
(låg, medium, hög)



Fall

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Känslighet: _____

Justera känsligheten för falldetektion
från minst känslig (1) till mest känslig (4)



För länge i badrum

Kräver badrumsmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)



In i rummet

Kräver dörrmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)



Ljudlarm

Varaktighet:

- ☐ 0.8 s
- ☐ 1 s
- ☐ 1.2 s
- ☐ 1.5 s
- ☐ 2 s

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Karantäntid i minuter: _____
(Min: 1 Max 30 min)

Ljudvolym: _____
mest känslig (1) för att upptäcka ljud
med låg volym, till minst känslig (6)



Lämnat stolen

Kräver Stolmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____



Lämnat sängen

Kräver sängmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)



Rest sig upp i sängen

Kräver sängmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Karantänstid: _____
(Min: 1 Max 740 min)

Höjd: _____
min: 0 cm max: 150 cm



Ut ur rummet

Kräver dörrmarkering

☐ Aktiverad hela dygnet

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

Tidsfördröjning: _____
(Tid utan rörelse min: 0 max: 740 min)

Karantäntid: Förhindrar att systemet skickar samma larm flera gånger. Du får ett larm direkt, men inga fler förrän den angivna tiden har passerat.

Tidsfördröjning: Betyder hur lång tid det tar från att en händelse registreras tills larmet skickas. Om personen återgår till rummet eller sängen inom angiven tidsfördröjning skickas inget larm.

Övriga RoomMate funktioner



Digital tillsyn

Stillbild: ☐ Aktiverad anonymiserad stillbild ☐ Aktiverad detaljerad stillbild

Titta in i rummet: ☐ Aktiverad anonymiserad livebild ☐ Aktiverad detaljerad livebild

Lyssna in i rummet: ☐ Aktiverad anonymiserat ljud ☐ Aktiverad detaljerad ljud

☐ Aktiverad hela dygnet ☐ Endast vid larm ☐ Endast vid larm och tidsperiod (välj upp till 9st tidsperioder)

Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □
Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □
Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □		
Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □	Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____	Må Ti On To Fr Lö Sö □ □ □ □ □ □ □ □		

Tvåvägstal ☐ Aktiverad hela dygnet

Övriga larmfunktioner



Trygghetslarm

Larmknapp: ☐ Ja ☐ Nej ☐ Armband ☐ Halsband



Rörelselarm

Larm som visas i Pocket:

Aktivitet i rummet ☐

☐ Aktiverad hela dygnet

Lämnat sängen ☐

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____



Dörrlarm

Larm som visas i Pocket:

Vandringslarm ☐

☐ Aktiverad hela dygnet

Ut ur rummet ☐

☐ Tidsperiod : Kl. _____ - Kl. _____

☐ Tidsperiod: Kl. _____ - Kl. _____



Vandringslarm (Larmklockor med positionering)

Tillåtna zoner dag:

Tillåtna zoner kväll:

Tillåtna zoner natt:
