


# Sensio Insight

RoomMate-sensors data kan även användas för att ge en överblick över händelser i rummet. Detta sker genom funktionen Sensio Insight, som registrerar händelser oavsett vilka larm som är aktiverade. Användningen av Sensio Insight kräver ditt samtycke som omsorgstagare. Informationen hanteras med stor omsorg och är endast tillgänglig för behörig personal.



## Vilken information samlas in och hur används den?

Sensio Insight visar förändringar och mönster i vardagen, till exempel: avvikelser, förändrad dygnsrytm, minskad eller ökad aktivitet samt beteenden som kan innebära en risk. Följande aktiviteter visas: tid och rörelse i säng, tid upprest i säng, rörelse i rummet, ljudnivå, antal badrumsbesök, tid i stol, när personal varit i rummet och larm från rummet.


Behörig personal kan se en sammanställning av aktiviteter så länge funktionen är aktiverad. Informationen används som ett stöd för att kunna ge mer individanpassad och personcentrerad omsorg.

## Exempel på när Sensio Insight kan vara till hjälp



### Vid fall

Har dygnsrytmen förändrats?  
Hur hanterar man fallrisken?



### Vid medicinjustering

Vad är effekten?



### Vid förändrat mående, sömnmönster eller aktivitetsnivå

Vad är orsaken?



### Vid uppföljning av aktiverade larmfunktioner

Är relevanta larm aktiverade?



### Vid inflyttning

Hur bedöms vårdtyngd och behov?

## När får funktionen användas?

Verksamheten har rutiner för när Sensio Insight får användas. Funktionen ska endast aktiveras när det finns ett tydligt behov. För att funktionen ska användas krävs att du som omsorgstagare har gett ditt samtycke.

## Hur lagras informationen?

Om du gett samtycke och Sensio Insight är aktiverad sparas informationen så länge funktionen används. När funktionen stängs av kan informationen inte längre ses.


# Fallanalys – ett stöd vid fall

Vissa verksamheter använder fallanalys. Om du är osäker på om detta används där du bor, är du välkommen att fråga personalen.

## Vad är Fallanalys?

Fallanalys är en funktion som hjälper personalen att förstå varför ett fall har inträffat. Om du ramlar kan sensorn spela in händelsen.

Ibland kan det vara svårt att själv berätta vad som hände i samband med ett fall. Med hjälp av fallanalys kan behörig personal se inspelningen för att ta reda på orsaken till fallet. Det gör det också enklare att sätta in förebyggande åtgärder, för att minska risken att liknande fall sker igen.



## Hur fungerar Fallanalys?

- Fallvideon sparas automatiskt när ett fallarm registreras
- Fallvideon kan visas i anonymiserad eller detaljerad bild. Fråga personalen om vilken inställningen som används i verksamheten.
- Inspelningen visar 25 sekunder innan fallet och fem sekunder efter
- Endast behörig personal kan se inspelningen
- Fallvideon sparas upp till sex månader (kan anpassas vid behov)

## Vad är fördelen med Fallanalys?

Fallanalys kan med fördel används som ett stöd för att förebygga framtida fall och skapa en tryggare och mer individanpassad omsorg.